

CERAGEM PAUSE M6

리모컨 퀵 가이드

*오른쪽 측면에 전원 버튼을 눌러 전원을 켜주세요



<div> <div></div> <div>마사지 모드</div> </div>	<table> <tr> <td> <div> <div></div> <div>자동 모드</div> </div> </td><td> <div> <div></div> <div>자동 모드 선택 OK → 10가지 모드 중 선택 OK → 자동으로 리클라이너 시작</div> </div> </td></tr> <tr> <td> <div> <div></div> <div>수동 모드</div> </div> </td><td> <div> <div></div> <div>수동 모드 선택 OK → 마사지부위 선택 OK → 마사지 방식 선택 OK → 자동으로 리클라이너 시작</div> </div> </td></tr> <tr> <td> <div> <div></div> <div>복부 마사지</div> </div> </td><td> <div> <div></div> <div>복부 마사지 선택 OK → 2가지 모드 중 선택 OK → 강도/온도 선택 OK → 값 설정 OK</div> <div>(OFF/일반/리듬)</div> </div> </td></tr> <tr> <td> <div> <div></div> <div>다리 마사지</div> </div> </td><td> <div> <div></div> <div>다리 마사지 선택 OK → 3가지 모드 중 선택 OK → 진동/강도/에어 선택 OK → 값 설정 OK</div> <div>(OFF/전체/순환/순차)</div> </div> </td></tr> </table>	<div> <div></div> <div>자동 모드</div> </div>	<div> <div></div> <div>자동 모드 선택 OK → 10가지 모드 중 선택 OK → 자동으로 리클라이너 시작</div> </div>	<div> <div></div> <div>수동 모드</div> </div>	<div> <div></div> <div>수동 모드 선택 OK → 마사지부위 선택 OK → 마사지 방식 선택 OK → 자동으로 리클라이너 시작</div> </div>	<div> <div></div> <div>복부 마사지</div> </div>	<div> <div></div> <div>복부 마사지 선택 OK → 2가지 모드 중 선택 OK → 강도/온도 선택 OK → 값 설정 OK</div> <div>(OFF/일반/리듬)</div> </div>	<div> <div></div> <div>다리 마사지</div> </div>	<div> <div></div> <div>다리 마사지 선택 OK → 3가지 모드 중 선택 OK → 진동/강도/에어 선택 OK → 값 설정 OK</div> <div>(OFF/전체/순환/순차)</div> </div>
<div> <div></div> <div>자동 모드</div> </div>	<div> <div></div> <div>자동 모드 선택 OK → 10가지 모드 중 선택 OK → 자동으로 리클라이너 시작</div> </div>								
<div> <div></div> <div>수동 모드</div> </div>	<div> <div></div> <div>수동 모드 선택 OK → 마사지부위 선택 OK → 마사지 방식 선택 OK → 자동으로 리클라이너 시작</div> </div>								
<div> <div></div> <div>복부 마사지</div> </div>	<div> <div></div> <div>복부 마사지 선택 OK → 2가지 모드 중 선택 OK → 강도/온도 선택 OK → 값 설정 OK</div> <div>(OFF/일반/리듬)</div> </div>								
<div> <div></div> <div>다리 마사지</div> </div>	<div> <div></div> <div>다리 마사지 선택 OK → 3가지 모드 중 선택 OK → 진동/강도/에어 선택 OK → 값 설정 OK</div> <div>(OFF/전체/순환/순차)</div> </div>								
<div> <div></div> <div>마사지 설정</div> </div>	<table> <tr> <td> <div> <div></div> <div>강도 설정</div> </div> </td><td rowspan="5"> <div> <div>좌/우 버튼 < ></div> <div>→</div> <div>OK 선택 OK</div> <div>→</div> <div>상/하 버튼 < ></div> </div> <div> <div>설정할 기능 선택</div> <div>설정할 기능의 설정 창 진입</div> <div>원하는 값 설정</div> </div> </td></tr> <tr> <td> <div> <div></div> <div>속도 설정</div> </div> </td></tr> <tr> <td> <div> <div></div> <div>안마 폭 설정</div> </div> <div>*수동 마사지(지압(문지름)/두드림)에서만 설정 가능</div> </td></tr> <tr> <td> <div> <div></div> <div>온열 설정 (기기시트 / 마사지볼)</div> </div> </td></tr> <tr> <td> <div> <div></div> <div>에어 강도 설정</div> </div> </td></tr> </table> <div>* 뒤로가기 버튼 을 누르면 다시 이전 상태로 원복</div>	<div> <div></div> <div>강도 설정</div> </div>	<div> <div>좌/우 버튼 < ></div> <div>→</div> <div>OK 선택 OK</div> <div>→</div> <div>상/하 버튼 < ></div> </div> <div> <div>설정할 기능 선택</div> <div>설정할 기능의 설정 창 진입</div> <div>원하는 값 설정</div> </div>	<div> <div></div> <div>속도 설정</div> </div>	<div> <div></div> <div>안마 폭 설정</div> </div> <div>*수동 마사지(지압(문지름)/두드림)에서만 설정 가능</div>	<div> <div></div> <div>온열 설정 (기기시트 / 마사지볼)</div> </div>	<div> <div></div> <div>에어 강도 설정</div> </div>		
<div> <div></div> <div>강도 설정</div> </div>	<div> <div>좌/우 버튼 < ></div> <div>→</div> <div>OK 선택 OK</div> <div>→</div> <div>상/하 버튼 < ></div> </div> <div> <div>설정할 기능 선택</div> <div>설정할 기능의 설정 창 진입</div> <div>원하는 값 설정</div> </div>								
<div> <div></div> <div>속도 설정</div> </div>									
<div> <div></div> <div>안마 폭 설정</div> </div> <div>*수동 마사지(지압(문지름)/두드림)에서만 설정 가능</div>									
<div> <div></div> <div>온열 설정 (기기시트 / 마사지볼)</div> </div>									
<div> <div></div> <div>에어 강도 설정</div> </div>									
<div> <div></div> <div>리클라이너 설정</div> </div>	<table> <tr> <td> <div> <div></div> <div>마사지 설정 버튼을 3초간 누르면 리클라이너 수동 조절 화면으로 진입</div> </div> </td><td> <div> <div></div> <div>등 각도 조절: 상/하 버튼 < ></div> </div> </td><td> <div> <div></div> <div>다리 각도 조절: 좌/우 버튼 < ></div> </div> </td></tr> </table> <div> <div>* 각도 조절 후 뒤로가기 버튼 을 누르거나 3초간 조작이 없을경우 이전 상태로 원복</div> </div>	<div> <div></div> <div>마사지 설정 버튼을 3초간 누르면 리클라이너 수동 조절 화면으로 진입</div> </div>	<div> <div></div> <div>등 각도 조절: 상/하 버튼 < ></div> </div>	<div> <div></div> <div>다리 각도 조절: 좌/우 버튼 < ></div> </div>					
<div> <div></div> <div>마사지 설정 버튼을 3초간 누르면 리클라이너 수동 조절 화면으로 진입</div> </div>	<div> <div></div> <div>등 각도 조절: 상/하 버튼 < ></div> </div>	<div> <div></div> <div>다리 각도 조절: 좌/우 버튼 < ></div> </div>							

* 뒤로가기 버튼을 누르면 다시 이전 상태로 원복

* 각도 조절 후 뒤로 가기 버튼을 누르거나 3초간 조작이 없을 경우 이전 상태로 원복

CERAGEM

▪ 자동 프로그램

자동모드		
1. 간편모드	약 15분	빠르게 전신을 마사지 해줍니다
2. 전신집중	약 30분	전신의 뭉친 근육과 피로를 온열과 마사지를 통해 개운하게 풀어줍니다
3. 목·어깨 집중	약 20분	경직된 목과 어깨의 피로를 효과적으로 풀어주며 마사지를 합니다
4. 등·허리 집중	약 20분	등부터 허리까지의 근육을 집중적으로 마사지를 합니다
5. 허리·골반 집중	약 20분	허리부터 엉덩이 아래까지의 근육을 풀어주며 마사지를 합니다
6. 활력	약 30분	전신을 강하고 역동적으로 마사지를 합니다
7. 릴렉스	약 30분	스트레스 해소 및 긴장완화를 위해 조용하게 온열 마사지를 합니다
8. 에너지	약 30분	장시간 업무 및 운전으로 지친 등, 허리 골반에 집중 온열과 마사지를 제공합니다
9. 스터디	약 30분	오래 앉아있어 피로한 목, 어깨 위주로 집중 온열과 마사지를 제공합니다
10. 취침	약 30분	온열과 마사지를 통해 하루동안 긴장된 근육을 이완시켜줍니다

※모드에 따라 기본으로 설정되는 온열 강도가 다릅니다

▪ 수동 프로그램

마사지 구간	
전신	마사지볼이 전신의 굴곡을 따라 위아래로 움직이며 마사지를 합니다
목·등	마사지볼이 목에서부터 등까지 위 아래로 움직이며 마사지를 합니다
허리·엉덩이	마사지볼이 허리부터 엉덩이까지 움직이며 마사지를 합니다
구간	마사지볼이 사용자가 지정한 위치에서 일정 구간 반복하며 마사지를 합니다
고정	마사지볼이 사용자가 지정한 위치에서 고정되어 마사지를 합니다
마사지 수법	
복합	근육을 주무르고 두드리는 복합적인 마사지를 합니다
주무름 (정방향)	원을 그리며 근육을 주무르며 마사지를 합니다
주무름 (역방향)	반대 방향으로 원을 그리며 근육을 주무르며 마사지를 합니다
지압 (문지름)	근육을 지압하듯 길게 눌러 마사지를 합니다
두드림	일정한 리듬으로 부드럽게 두드려 마사지를 합니다

※모드에 따라 기본으로 설정되는 온열 강도가 다릅니다